

よく吸収して漏れないおむつ

県立介護実習普及センターに展示してあるオムツ(アウターとインナー)を紹介します。

おむつ選びの基本は、アウター一枚に尿量に見合ったパッド一枚です。パッドは、使用前と使用後のおむつの重さの違いで尿量を量り、適切な物を選びます。パッケージには「おしっこ何回分」といった表示もあるので、目安になります(おしっこ1回分とは、約150ml程度です)。


インナーとは、尿を吸収する紙製や布製の尿パッドをいいます。そのインナーを固定するものをアウターといい、テープ止めやパンツタイプの紙オムツ、布製のパンツ、おむつカバーなどがあります。

おむつには、排せつインナーと排せつアウターがあります。この組み合わせがとても重要です。

商品名 布パンツ・内ベルトタイプ (アウター)
 価格 SML 3,465円 (税込み)



特徴 素材は綿24%、ポリウレタン76%。前身ごろは大きく開き、内ベルトがパッドをしっかり押さええます。肌に当たる内側は綿を使用。通気性にすぐれ、動きやすくなっています。




商品名 へんしん自在ピタッチパンツ (アウター)
 価格 オープン価格

特徴 日中はパンツタイプで上げ下げができ、就寝時はテープでも開閉できるのでパッド交換が楽。フィットギャザーで横漏れを防ぎます。尿の吸収量目安は約6回分。



商品名 いちばんお茶の力 快適おやすみパッド (インナー)
 価格 オープン価格

特徴 茶がらを配合した茶香紙を採用。お茶の力で脱臭、抗菌機能を発揮します。透湿性のポリエチレンフィルムに不織布を張り合わせた素材を使用し、むれやかぶれを防ぎます。足まわりに内向き立体ギャザーを採用、尿量の多いときも横漏れを防止します。尿吸収量の目安は約7回分。



福祉用具紹介

商品名 サルバ安心Wフィット (アウター)
 価格 オープン価格

特徴 テープ止めタイプ。2つの吸収体によるWフィット構造。伝い漏れの原因となる「吸収体と尿道口の間のできるすき間」をなくします。テープなので装着も簡単。